



**Medtronic**

PINCE AUTO PERFORANTE  
du Professeur CADIÈRE





Cet instrument a été développé sous la direction du Professeur Cadière, du CHU Saint Pierre de Bruxelles, Belgique.

Mode d'utilisation :

- La pince auto perforante ne nécessite pas de trocart, juste une incision de la peau de 2 mm. Elle permet de saisir de manière atraumatique, sans difficulté et, avec suffisamment de force, des tissus comme la vésicule, l'oesophage, l'intestin grêle et le colon.

Indications :

1. Cholécystectomie
2. Pince supplémentaire que l'on introduit dans n'importe quel espace intercostal dans les interventions thoraciques (Oesophagectomie...) et cardiaques.
3. Angulation d'appoint lors des interventions de type NOTES ou Single port.

Bénéfices :

- Le chirurgien trouve ici un instrument original lui permettant dans certaines situations d'ajouter un instrument supplémentaire, sans l'inconvénient de devoir ajouter un trocart, ce qui évite une cicatrice supplémentaire.
- Le mors fenêtré en fait une pince très puissante et atraumatique comme une pince de Johann.

Carte d'identité du produit :

CEV350 Pince fenêtrée mors perforants Ø3mm 190mm poignée axiale de Cadière

Pour plus d'informations, veuillez contacter Medtronic ENT au 04 70 67 98 00

Vous pouvez également consulter notre site Internet [www.microfrance.fr](http://www.microfrance.fr)



Exérèse d'un léiomyome de l'oesophage par thoracoscopie



Cholécystectomie "par aiguille"



Medtronic France  
122, Avenue du Général de Gaulle  
92514 Boulogne-Billancourt  
FRANCE  
Téléphone: 33 (0) 1 55 38 17 00  
Fax: 33 (0) 1 55 38 18 00  
[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

SAS au capital de 3 102 358,11 €  
R.C.S. NANTERRE 722 008 232  
A.P.E. 4652 Z  
N° T.V.A. : FR 61 722 008 232

Medtronic France  
122, Avenue du Général de Gaulle  
92514 Boulogne-Billancourt  
FRANCE  
Téléphone: 33 (0) 1 55 38 17 00  
Fax: 33 (0) 1 55 38 18 00  
[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

SAS au capital de 3 102 358,11 €  
R.C.S. NANTERRE 722 008 232  
A.P.E. 4652 Z  
N° T.V.A. : FR 61 722 008 232